

# De norm voor betrouwbaarheid wordt opnieuw gezet



## Model 8500

### Handheld Pulse Oximeter

Als EMS-professional stelt u hoge eisen aan de apparatuur die u gebruikt. Nu doet de industrie dat ook. De norm die bekend staat als IEC 60601-2 Editie 4 is op 1 januari 2019 in werking getreden. Alle nieuwe of bijgewerkte apparaten moeten aan deze vereisten voldoen om te worden aangegeven voor EMS-gebruik.

Als u een draagbare pulsoximeter heeft, voldeed deze bij aankoop aan de bestaande vereisten. Deze nieuwe standaard is echter op verschillende manieren veeleisender. Dit is dus een goed moment om te controleren of uw apparaten aan de vereisten voldoen - of om het aangepaste Model 8500 van Nonin eens te bekijken.


Pre-ziekenhuiszorgverleners  
vertrouwen onder alle  
omstandigheden op de Nonin  
8500 pulseoximeter. Het  
vernieuwde 8500 model is de  
beste EMS-ready handheld ooit.

# Betrouwbare metingen. Onder alle omstandigheden.

## Robuust gebouwd voor EMS-omgevingen

Als u een recent model 8500 heeft, voldoet deze mogelijk al volledig aan IEC 60601-2 editie 4. Als u een ouder model of een model van een ander merk heeft, of als u zeker wilt weten dat u verzekerd bent, overweeg dan het vernieuwde model 8500. Het voldoet aan alle specificaties van IEC 60601-1-2 voor:

- Bescherming tegen binnendringend water
- Weerstand tegen elektromagnetische interferentie (RF)
- Tolerantie voor grote veranderingen in omgevingstemperatuur
- Nauwkeurigheid bij beweging en omstandigheden met slechte doorbloeding



## In de praktijk geteste functies

### Betrouwbare prestaties



Bevat de klinisch bewezen Nonin PureSAT®-pulsoximetrie-technologie



Biedt tot 160 uur gebruik op 6 AA batterijen (met gedimd display)



Compatibel met een volledige reeks betrouwbare Nonin PureLight®-sensoren



Driekleurenperfusie-indicator geeft onmiddellijke feedback over de pulskwaliteit



Kan worden gebruikt voor spotcheck of continue monitoring van SpO2



Robuuste constructie en ontwerp, ondersteund door een garantie van 3 jaar

**Nonin Medical, Inc.**  
13700 1st Avenue North  
Plymouth, MN • 55441-5443 • USA

**Tel:** +1.763.553.9968 1.800.365.8874  
**Fax:** +1.763.577.5521  
**Email:** info@nonin.com

**PT Medical B.V.**  
Kapteynlaan 13  
9351 VG Leek • Netherlands

**Tel:** +31 (0)594 – 587 280  
**Email:** mail@ptmedical.nl



nonin.com



©2019 Nonin Medical, Inc. All trademarks are the property of Nonin Medical Inc. unless otherwise noted.  
M19-032-01

CE 0123



UL 60601-1  
3DEM

Rx Only